



檢驗科公告

發布日期：113.5.24 人員：林奇勇 分機：1120 編號：2506-11309

公告對象：

- 檢驗科同仁
- 檢驗科外部顧客及相關醫療單位醫護同仁

主旨：

公告改善血液培養污染率過高之改善措施

公告內容：

1. 血液培養採檢建議流程如附件
2. 血液培養採檢步驟說明
 - (1).採檢時請先洗手或戴無菌手套。
 - (2).先使用含有 70% 異丙醇/酒精進行皮膚清潔，若有明顯髒汙，應加強清潔。
 - (3).使用 2%CHG 請以來回用力擦拭方式進行消毒。
 - (4).需再次觸摸靜脈抽血時，請務必消毒該部位。
 - (5).準備血瓶，移除瓶蓋後請用含 70% 酒精消毒擦拭，使其乾燥，不可以使用含碘消毒液，消毒血瓶。
 - (6).請注意採血量要足夠(一般成人每瓶 8-10mL 最少 5mL，12 歲以下兒童使用小兒血瓶 1-3mL 最少 1mL)。
 - (7).使用空針採血方式，請先打入厭氧血瓶再打入嗜氧血瓶(不用更換針頭，避免汙染)；使用真空採檢方式，請先打入嗜氧血瓶(避免真空採檢針具前端空氣進入厭氧血瓶中)。
 - (8).張貼檢體條碼時請勿蓋住血瓶上的條碼，會導致機器無法識別血瓶種類。
- 3.血液培養建議抽二套以上，已增設醫囑開立存檔後會自動帶入第二套檢驗醫令。可同時間在不同部位採集。
- 4.如有相關問題，請聯繫檢驗科，分機 1120。

PS：本單通知事項同步公告於檢驗科網站，僅此敬告週知。

組長查核：

檢驗科主任確認：