

檢驗名稱	新冠肺炎抗原檢測	英文名稱	COVID-19 Ag
檢驗代碼	covag	健保編號(點數)	E5002C(300)/自費 800
檢體種類	鼻咽拭子	檢驗方法	側流免疫層析法
採集容器	採檢拭子	操作時間	每天
採檢體量	無	報告時間	30 分鐘
送檢時間	採檢完一小時內送檢	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	拭子檢體可放置在乾淨密閉的容器室溫(1 -30°C)或冷藏(2 -8°C)保存至多 8 小時		
生物參考區	Negative		
可報告範圍	Positive、Negative		
臨床意義	<p>Panbio™新冠病毒抗原快速檢測裝置是一種診斷用的體外快速檢測方法，用於針對符合新冠 肺炎臨床和／或流行病學標準的人，進行鼻咽拭子檢體的 SARS-CoV-2 抗原 (Ag) 定性檢測。Panbio™新冠病毒抗原快速檢測裝置僅能由專業人員使用，以幫助診斷是否有 SARS-CoV-2 感染。本產品可在符合使用說明和當地法規要求之標準的任何實驗室和非實驗室環境中使用。此檢測可提供初步的檢測結果。結果呈陰性時，仍不能排除有 SARS-CoV-2 感染，也不能作為治療或其他控制決策的唯一依據。結果呈陰性時，必須同時參考臨床觀察、患者病史和流行病學資訊。此檢測不可作為 SARS-CoV-2 的捐贈者篩檢之用。</p>		
備註			