

檢驗名稱	HIV 病毒負荷量檢查	英文名稱	HIV viral load test
檢驗代碼	14074	健保編號(點數)	14074B(4000)
檢體種類	儘速離心-Plasma 冷凍	檢驗方法	Real-time PCR
採集容器	2 管 EDTA	操作時間	隔週五中午操作
採檢體量	6mL 以上	報告時間	操作當天
送檢時間	週一至週五	操作單位	衛生福利部彰化醫院
採檢注意 (病人準備)	採檢後 6 小時內須離心，並分裝血漿至專用離心管		
檢體保存	6 小時		
生物參考區間	Target not Detected		
臨床意義	人類免疫不全病毒之確認診斷或慢性感染患者治療追蹤		
備註	分裝後的血將可於 20-30°C 保存 1 天或 2-8°C 下保存 6 天，在 -20°C 或 -80°C 以下可穩定 6 週。送檢時請以低溫傳送		